

Die hier angebotenen Implantate repräsentieren die größte Vielfalt an Silikonimplantaten für das Scleral Buckling.

Silikonstreifen

	<p>S 2970 Silikonstreifen 0,75 mm x 3,5 mm x 125 mm (41 Style) Zur Verwendung mit Silikonschläuchen S 3084, S 3071, Wong Buckling Sleeve S 3094 5 Stück Hersteller: Labtician W20-Art.-Nr. 10029372 STERILE</p>
	<p>S 2971 Silikonstreifen 1,25 mm x 4 mm x 125 mm (42 Style) Zur Verwendung mit Silikonschläuchen S 3084, S 3071, Wong Buckling Sleeve S 3094 5 Stück Hersteller: Labtician W20-Art.-Nr. 10029391 STERILE</p>

Breite Silikonstreifen

Diese breiten Silikonstreifen bieten eine adäquate, aber nicht übertriebene Breite um die Glaskörperbasis in allen Quadranten gleichermaßen zu unterstützen. Diese Streifen sind für die Nutzung im Zusammenhang mit einer Vitrektomie als primäre Behandlung eines Netzhautlochs konzipiert. Sie sind besonders in Fällen eines untergeordneten oder großen retinaler Defekts hilfreich wenn eine zusätzliche Prophylaxe benötigt wird. Hergestellt aus einer weichen Silikonzusammensetzung um dem Verschleiß vorzubeugen.

	<p>S 4050 breiter Silikonstreifen 1 mm x 5 mm x 125 mm Zur Verwendung mit Silikonschläuchen S 3084, S 3071, Wong Buckling Sleeve S 3094 5 Stück Hersteller: Labtician W20-Art.-Nr. 10030368 STERILE</p>
	<p>S 4060 breiter Silikonstreifen 1,6/2,1 mm x 6 mm x 120 mm Bikonvexes Design für höhere Plombe statt flacher Streifen mit nur einem Element 5 Stück Hersteller: Labtician W20-Art.-Nr. 10029465 STERILE</p>