



Trokar Set 1 step Messerschliff

Inhalt pro Set:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Trokare mit aufgerauter Oberfläche • Abnehmbare Dichtventile (gelb) • 3 Inserter mit Messerschliff für die extrem einfache Einbringung der Trokare ins Auge • Ergonomischer Griff mit 3 mm & 4 mm Abstandsmarker • 1 Irrigationsschlauch mit Kanüle und Luer Adapter • 3 Stopper in schwarzer Aufbewahrungsbox als alternative Dichtmethode 	
Durchmesser:	23 G	
Material:	<ul style="list-style-type: none"> • Trokare aus medizinischer Titanlegierung • Handgriffe aus Kunststoff 	
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Trokare ohne "bulb" - aufgeraute Oberfläche verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen • Dicht schließende Schließventile • Großlumiger Innenraum 	
	6 Sets	 STERILE
Hersteller: H. P. Braem AG	Trokar Set 1 step W2O-2301 MS	W2O-Art.-Nr. 10038536 Ref. 15560



Trokar Set 2 step

Inhalt pro Set:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Trokare mit Schließventil • Abnehmbare Dichtventile (blau) • 3 Inserter aus Titan mit atraumatischer Spitze • 1 Irrigationsschlauch mit Kanüle und Luer Adapter (in 23 G für die Silikonölinfusion bis 5.000 cSt geeignet) • 3 Stopper als alternative Dichtmethode (in 23 G) 		
Durchmesser:	<ul style="list-style-type: none"> • 20 G • 23 G 		
Material:	<ul style="list-style-type: none"> • Trokare aus medizinischer Titanlegierung • Handgriffe aus Kunststoff 		
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Trokare mit "Ridge" gegen unbeabsichtigtes Herausziehen • Dicht schließende Schließventile • Großlumiger Innenraum 		
	6 Sets		 
Hersteller: H. P. Braem AG	Trokar Set 2 step W20-2002 20 G	Art.-Nr. 10033811	Ref. 15201
	Trokar Set 2 step W20-2302 23 G	Art.-Nr. 10033123	Ref. 15501