



Wong Buckling Sleeve

Mit dieser Ergänzung zur "neuen Generation" der minimal invasiven retinalen Implantate kann bei Platzierung direkt über der Defektfläche eine zusätzliche Eindellung der Sklera erreicht werden. Besonders nützlich ist dies bei kleinen hufeisenförmigen Tränen die sich öffnen wie ein Fischmaul. Konzipiert für die Nutzung mit Silikonbändern und Silikonstreifen.

	<p>S 3093 Wong Buckling Sleeve 2,1 mm x 2,5 mm x 5 mm  5 Stück Hersteller: Labtician W2O-Art.-Nr. 10033080</p>	<p>(3093 Style)  STERILE</p>
	<p>S 3094 Wong Buckling Sleeve 2,75 mm x 3,75 mm x 5 mm  5 Stück Hersteller: Labtician W2O-Art.-Nr. 10033083</p>	<p>(3094 Style)  STERILE</p>