

• **UD 613**  
PREMIUM LINIE



MEDIZIN • TECHNIK



### UD 613 Premium Linie

Material:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hydrophiles Acrylat</li> <li>• hydrophobe Oberfläche</li> <li>• Wassergehalt 25 %</li> </ul>
Optikdesign:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• asphärisch</li> <li>• bikonvex</li> <li>• umlaufend scharfe Kanten</li> </ul>
Optikdurchmesser:	6,0 mm
Gesamtdurchmesser:	13,0 mm
Haptikwinkel:	0°
UV-Schutz:	ja
Theoretische A-Konstante:	118,0
Theoretische Vorderkammertiefe:	5,151 mm
Dioptrienbereich:	+/- 0,0 bis + 32,0 (à 0,5 Dpt.) Auf Anfrage: -20,0 bis +0,0 und +32,0 bis +45,0 Dpt.
Laser (Quelle: ULIB):	SRK/T A 118.4   SRK/II 118,6   HofferQ pACD 5,19   Holl.1 sf 1.43   Haigis: a0 0,95   a1 0.40   a2 0.10
Inzisionsgröße:	>= 2,2 mm
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geeignet für Mikroinzisionschirurgie</li> <li>• umfangreicher Dioptriebereich</li> <li>• Konsignationslager können zur Verfügung gestellt werden</li> </ul>

• **Kontakt:**

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg  
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

**We care!**