

UD 613 BB - Blaulichtfilterlinse

PREMIUM LINIE



MEDIZIN • TECHNIK



UD 613 BB Blaulichtfilterlinse - Premium Linie

Material:	<ul style="list-style-type: none"> • hydrophiles Acrylat • hydrophobe Oberfläche • Wassergehalt 25 % • Blaulichtfilter
Optikdesign:	<ul style="list-style-type: none"> • asphärisch • bikonvex • umlaufend scharfe Kanten
Optikdurchmesser:	6,0 mm
Gesamtdurchmesser:	13,0 mm
Haptikwinkel:	0°
UV-Schutz:	ja
Theoretische A-Konstante:	118,0
Theoretische Vorderkammertiefe:	5,151 mm
Dioptrienbereich:	+ - 0,0 bis + 32,0 (à 0,5 Dpt.) Auf Anfrage: -20,0 bis +0,0 und +32,0 bis +45,0 Dpt. (à 0,5 Dpt.)
Laser:	SRK/T: 118,4 SRK/II: 118,6
Inzisionsgröße:	>= 2,2 mm
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • umfangreicher Dioptriebereich • naturgetreuer Blaulichtfilter (nur geringe Gelbfärbung) • absorbiert blaues Licht mit einer Wellenlänge von 400 bis 480 nm • Schutz der Netzhaut und Makula • Konsignationslager können zur Verfügung gestellt werden

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!