


MICS Design UDM 611

PREMIUM LINIE



MEDIZIN • TECHNIK



MICS Design UDM 611 - Premium Linie

Material:	<ul style="list-style-type: none"> • hydrophiles Acrylat • hydrophobe Oberfläche • Wassergehalt 25 %
Optikdesign:	<ul style="list-style-type: none"> • asphärisch • bikonvex • umlaufend scharfe Kanten
Optikdurchmesser:	6,0 mm
Gesamtdurchmesser:	11,0 mm
Haptikwinkel:	0°
UV-Schutz:	ja
Theoretische A-Konstante:	118,0
Theoretische Vorderkammertiefe:	5,151 mm
Dioptrienbereich:	+/- 0,0 bis + 32,0 (à 0,5 Dpt.) Auf Anfrage: -20,0 bis +0,0 und +32,0 bis +45,0 Dpt.
Laser	SRK/T: 118,3 SRK/II: 118,5
Inzisionsgröße:	>= 1,8 mm
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • geeignet für Mikroinzisionschirurgie • verkürzter Heilungsprozess • kein Risiko postoperativer Hornhautverkrümmungen • umfangreicher Dioptriebereich • Konsignationslager können zur Verfügung gestellt werden

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!