

• Typ 63 D/ DJ

PREMIUM LINIE



MEDIZIN • TECHNIK



Typ 63 D/ DJ - Premium Linie

Material:	<ul style="list-style-type: none"> • hydrophobes Acrylat
Optikdesign:	<ul style="list-style-type: none"> • bikonvex • umlaufend scharfe Kanten
Optikdurchmesser:	6,0 mm (+10,0 bis +16,0 dpt.) 5,5 mm (+16,5 bis +28,0 dpt.)
Gesamtdurchmesser:	13,0 mm
Haptikwinkel:	0°
UV-Schutz:	Ja
Theoretische A-Konstante:	119,1
Theoretische Vorderkammertiefe:	5,61 mm
Dioptrienbereich:	+ 10,0 bis + 28,0 dpt. (à 0,5 dpt.) preloaded + 10,0 bis + 35,0 dpt. (à 0,5 dpt.)
Inzisionsgröße:	>= 2,2 mm >> auch preloaded erhältlich << Eyeject IOL 2,2 mm
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Materialentwicklung- und Produktion • Exzellente optische Eigenschaften • IOL entfaltet sich langsam und kontrolliert <p>Vorteile preloaded:</p> <ul style="list-style-type: none"> • besonders einfache Handhabung des IOL- Injektorsystem • Sicheres und steriles Implantieren der IOL • Laden der IOL entfällt → dadurch Zeitersparnis <ul style="list-style-type: none"> • Konsignationslager können zur Verfügung gestellt werden

• Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg
 Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!