

Hexa Flex

PREMIUM LINIE



Hexa Flex Premium Linie

Material:	• hydrophobes Acrylat
Optikdesign:	• bikonvex • umlaufend scharfe Kanten
Optikdurchmesser:	6,0 mm
Gesamtdurchmesser:	13,0 mm
Haptikwinkel/ Haptikmaterial:	5°/ KYNAR® blue (PVDF)
UV-Schutz:	ja
Theoretische A-Konstante:	118,2
Theoretische Vorderkammertiefe:	5,1 mm
Dioptrienbereich:	+ 10,0 bis + 30,0 dpt. (a 1,0 dpt.) + 15,5 bis + 26,5 dpt. (a 0,5 dpt.)
Ultraschall:	SF nominell
Laser (Quelle: ULIB):	SRK/T A 118.7 SRK/II A 119.0 HofferQ pACD 5.53 Holl.1 sf 1.65 Haigis: a0 1.28 a1 0.40 a2 0.10
Inzisionsgröße:	>= 3,0 mm
Besonderheiten:	Konsignationslager können zur Verfügung gestellt werden

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!