

• **PC 410**
PREMIUM LINIE



PC 410 Premium Linie

Material:	Polysiloxane (Silikon)
Optikdesign:	<ul style="list-style-type: none"> • bikonvex • umlaufend scharfe Kanten
Optikdurchmesser:	5,8 mm
Gesamtdurchmesser:	12,5 mm
Haptikwinkel/ Haptikmaterial:	5°/ Bue PMMA
UV-Schutz:	ja
Theoretische A-Konstante:	117,5
Theoretische Vorderkammertiefe:	4,7 mm
Dioptrienbereich:	+ 10,0 bis + 30,0 dpt. (a 1,0 dpt.) + 14,5 bis + 29,5 dpt. (a 0,5 dpt.)
Inzisionsgröße:	>= 3,0 mm
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Kapselsack- und Sulkusfixation • langjährige Implantationserfahrung • sichere Anpassungsfähigkeit • Konsignationslager können zur Verfügung gestellt werden

• **Kontakt:**

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!