

• **Ocuva 625**
STANDARD LINIE



Ocuva 625 Standard Linie

Material:	<ul style="list-style-type: none"> • hydrophiles Acrylat • Wassergehalt 26%
Optikdesign:	<ul style="list-style-type: none"> • bikonvex • umlaufend scharfe Kanten
Optikdurchmesser:	6,0 mm
Gesamtdurchmesser:	12,5 mm
Haptikwinkel:	0°
UV-Schutz:	ja
Theoretische A-Konstante:	118,0
Theoretische Vorderkammertiefe	5,19 mm
Dioptrienbereich:	+ 10,0 bis + 30,0 dpt. (a 0,5 dpt.)
Inzisionsgröße:	>= 2,2 mm
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • geeignet für Mikroinzisionschirurgie • Konsignationslager können zur Verfügung stellen

• **Kontakt:**

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!