

• **Ocuva A 625**  
STANDARD LINIE



### Ocuva A 625 Standard Linie

Material:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hydrophiles Acrylat</li> <li>• Wassergehalt 26 %</li> </ul>
Optikdesign:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>asphärisch</b></li> <li>• bikonvex</li> <li>• umlaufend scharfe Kanten</li> </ul>
Optikdurchmesser:	6,0 mm
Gesamtdurchmesser:	12,5 mm
Haptikwinkel:	0°, mod. C- Haptik
UV-Schutz:	ja
Theoretische A-Konstante:	118,0
Theoretische Vorderkammertiefe:	5,19 mm
Dioptrienbereich:	+ 10,0 bis + 30,0 dpt. (a 0,5 dpt.)
Inzisionsgröße:	>= 2,2 mm
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geeignet für Mikroinzisionschirurgie</li> <li>• Konsignationslager können zur Verfügung stellen</li> </ul>

• **Kontakt:**

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg  
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

**We care!**