


# HQ 203 – 130

## STANDARD LINIE



MEDIZIN • TECHNIK



### HQ 203 – 130 Standard Linie

Material:	• hydrophiles Acrylat
Optikdesign:	• bikonvex • umlaufend scharfe Kanten
Optikdurchmesser:	6,0 mm
Gesamtdurchmesser:	13,0 mm
Haptikwinkel/ Haptikmaterial:	5°/ KYNAR® blue (PVDF)
UV-Schutz:	ja
Theoretische A-Konstante:	118,2
Theoretische Vorderkammertiefe:	5,1 mm
Dioptrienbereich:	+ 10,0 bis + 30,0 dpt. (à 0,5 dpt.)
Ultraschall:	SF nominell
Lasertabelle (Quelle: ULIB):	SRK/T A 118.4   SRK/II A 118.6   HofferQ pACD 5.53   Holl.1 sf 1.45   Haigis: a0 1.02   a1 0.40   a2 0.10
Inzisionsgröße:	>= 3,0 mm
Besonderheiten:	Konsignationslager können zur Verfügung gestellt werden

#### Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg  
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!