

Premium Line / Care Flex 2

„Made in Germany“



Material	hydrophiles Acrylat
Optikdesign	Biconvex, umlaufend scharfe Kante
Optikdurchmesser	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	11,0 mm
Haptikwinkel	0°
UV-Schutz	ja
Theoretische A-Konstante	118,75
Theoretische Vorderkammertiefe	5,2 mm
Dioptrienbereich	- 10,0 bis + 40,0 dpt. (a 1,0 dpt.) + 10,0 bis + 30,0 dpt. (a 0,5 dpt.)
Ultraschall	A nominell 118.7 ACD nominell 5.21 SF nominell
Laser (Quelle: ULIB)	SRK/T A 118.9 SRK/II 119.2 HofferQ pACD 5.52 Holl.1 sf 1.75 Haigis: a0 1.32 a1 0.40 a2 0.10
UV Filter	390 – 400 Nanometer
Empfohlenes Injektorsystem & Cartridge	- Pack Perfeasy (Injektor & Cartridge 2.5mm) - Cartridge-Set Viscoject 2.2 (LP604240M)
Besonderheiten	- Gesamtoptik scharfkantig - Kleinschnittmöglichkeit - Konsignationslager können zur Verfügung gestellt werden