

Intraokularlinsen SONDERLINSE Artisan



ARTISAN	Aphakia 205	Myopie 202	Myopie 204	Myopie 206	Hyperopie 203
Material:	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA
Optikdesign:	konvex-plano, monofokal	Iris-Enklavation	Iris-Enklavation	Iris-Enklavation	Iris-Enklavation
Optikdurchmesser:	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	5,0 mm
Gesamtdurchmesser:	8,5 mm	7,5 mm	8,5 mm (7,5 mm auf Anfrage)	8,5 mm	8,5 mm (7,5 mm auf Anfrage)
Haptikwinkel:	flexible Bügel	flexible Bügel	flexible Bügel	flexible Bügel	flexible Bügel
UV-Schutz:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Theoretische A-Konstante:	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Theoretische Vorderkammertiefe:	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Dioptrienbereich:	+2,0 bis +30,0 dpt. (a 1,0dpt.) +14,5 bis +24,5 dpt. (a 0,5dpt.)	-23,5 bis +3,0 dpt. (a 0,5 dpt.)	-15,5 bis +3,0 dpt. (a 0,5 dpt.)	-23,5 bis +3,0 dpt. (a 0,5 dpt.)	+1,0 bis +12,0 dpt. (a 0,5 dpt.)
Preis:	166,00 €/ Stück	380,00 €/ Stück	380,00 €/ Stück	380,00 €/ Stück	380,00 €/ Stück