

Artisan Torisch

SONDERLINSE



MEDIZIN • TECHNIK



Artisan Torisch Sonderlinse

Material:	PMMA
Optikdesign:	<ul style="list-style-type: none"> • monofokal • sphärische Vorderseite • sphärozyklindrische Rückseite
Optikdurchmesser:	5,0 mm
Gesamtdurchmesser:	8,5 mm
Haptikwinkel:	Flexible Bügel
UV- Filter:	ja
Theoretische Vorderkammertiefe:	3,3 mm
Theoretische A-Konstante:	115,0
Preis:	660,00€ / Stück

Dioptrienbereich Negativer Zylinder:		Dioptrienbereich Positiver Zylinder:	
Zylinder (in 0,5-Abstand)	Sphäre (in 0,5-Abstand)	Zylinder (in 0,5-Abstand)	Sphäre (in 0,5-Abstand)
-2,0 und -2,5	-2,5 bis -21,0 und +2,0 bis +7,5	+2,0 und +7,5	-4,5 bis -23,0 und 0,0 bis +5,5
-3,0 und -3,5	-1,5 bis -20,0 und +3,0 bis +8,5	-3,0 und -3,5	-1,5 bis -20,0 und +3,0 bis +8,5
-4,0 und -4,5	-0,5 bis -19,0 und +4,0 bis +9,5	-4,0 und -3,5	-0,5 bis -19,0 und +4,0 bis +9,5
-5,0 und -5,5	+0,5 bis -18,0 und +5,0 bis +10,5	-5,0 und -5,5	+0,5 bis -18,0 und +5,0 bis +10,5
-6,0 und -6,5	+1,5 bis -17,0 und +6,0 bis +11,5	-6,0 und -6,5	+1,5 bis -17,0 und +6,0 bis +11,5
-7,0 und -7,5	+2,5 bis -16,0 und +7,0 bis +12,5	-7,0 und -7,5	+2,5 bis -16,0 und +7,0 bis +12,5

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg
 Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!