

● Premium Line – Trokar-Set (1-Step & 2-Step)



Inhalt	3 Trokare mit Schließventil, 3 Inserter (2-Step) bzw. 3 scharfe Inserter (1-Step), Infusionsschlauch, 3 Verschlussstopfen
Durchmesser	20 Gauge, 23 Gauge, 27 Gauge
Material	Trokare aus med. Edelstahl, Handgriffe 1-Step aus Kunststoff, Handgriffe 2-Step aus med. Edelstahl
Besonderheiten	Trokare mit „Ridge“ gegen unbeabsichtigtes Herausziehen, dicht schließende Schließventile, großlumiger Innenraum
VPE	6 Stk./Box
Artikelnummer	W20-2301 (1-Step), W20-2302 (2-Step)