

Methylcellulose

PREMIUM LINIE

W20 HPMC 2% Methylcellulose - Premium Linie



| | |
|--|---|
| HPMC 2% | - Klare, pyrogenfreie isotonische Lösung - Keine Partikel - Physiologischer pH- Bereich |
| Konzentration: | 2% Hydroxypropylmethylzellulose |
| Molekulargewicht (K Dalton): | 80- 100 |
| Viscosität (mPa s): | 3500- 4500 |
| pH- Wert: | 7,2 ± 0,4 - (Kammerwasser 7,38) |
| Osmolalität (mOsm): | 265 - 300 - (Kammerwasser 305) |
| Brechungsindex: | 7,2 ± 0,4 - (Kammerwasser 7,38) |
| Packungsgröße: | 2 ml |
| Lagerung: | Raumtemperatur |
| Geliefert in einer sterilen Glasspritze mit Luer Lok und latexfreiem Tip Cap zuzügl. 23 G Injektionskanüle | |
| Preis: | 32,00 € |

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstücker 111, D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!