


# • Iris Retraktoren

## Kanülen & Einmalprodukte



### Biovision Iris Retraktoren (Einwegartikel)

Anwendung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iris Retraktoren ermöglichen die physiologische Erweiterung der Pupille während der Kataraktoperation, besonderes in Fällen chronischer Myosis und anderer Pathologien verengter Pupillen</li> <li>▪ Die Konstruktion der Haken aus blauem Polypropylen reduziert Iris Trauma</li> <li>▪ Gewöhnlich werden 4 Iris Retraktoren benötigt um die Pupille zu erweitern</li> <li>▪ Die Iris Retraktoren sind ein Einweginstrument. Sie werden zur ausschließlichen Verwendung für einen Patienten steril geliefert</li> </ul>
VPE:	5 Stück

#### Kontakt:

W2O Medizintechnik AG, Weiße-Tor-Straße 4, D-76661 Philippsburg

Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | [info@w2o.de](mailto:info@w2o.de) | [www.w2o.de](http://www.w2o.de)

Stand: 23.11.2015

We care!