

23ga Vitrektome für 25/30psi- Vitrektomiegeräte PREMIUM LINIE



MEDIZIN • TECHNIK

23ga Vitrektoren Premium Linie



Schnittrate:	-> 5000 Schnitte/min.
Durchmesser:	23 Gauge
Arbeitsdruck:	30 psi
Anschlüsse Saugen/Arbeitsdruck:	LL männlich / LL männlich
Geräte:	Ruck Pentasys I + II
Schlauchlänge:	1,80 m (Druckleitung)/0,2m (Saugleitung)
VPE:	6 Stk./Box
Artikelnummer:	W20-2303 (23ga)

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!