

• 20ga/23ga Vitrektome für Alcon/Dorc

PREMIUM LINIE

20ga/23ga Vitrektoren Premium Linie



Schnittrate:	-> 2500 Schnitte/min.
Durchmesser:	20 Gauge/ 23 Gauge
Arbeitsdruck:	37 psi
Anschlüsse Saugen/Arbeitsdruck:	LL männlich / CPC männlich
Geräte:	DORC Associate®, Alcon Accurus®
Schlauchlänge:	1,80 m
VPE:	6 Stk./Box
Artikelnummer:	W20-5124 (20ga), W20-5172 (23ga)

• Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!