



Trokar- Set

PREMIUM LINIE

Trokar- Set Premium Linie

		
	Trokar- Set 1 STEP	Trokar- Set 2 STEP
Inhalt / Set:	3 Trokare mit Schließventil, 3 scharfe Inserter, Infusionsschlauch, 3 Verschlussstopfen	3 Trokare mit Schließventil, 3 Inserter, Infusionsschlauch, 3 Verschlussstopfen
Durchmesser:	20 Gauge, 23 Gauge, 27 Gauge	20 Gauge, 23 Gauge, 27 Gauge
Material:	Trokare aus med. Edelstahl, Handgriffe aus Kunststoff	Trokare und Handgriff aus med. Edelstahl
Besonderheiten:	Trokare mit „Ridge“ gegen unbeabsichtigtes Herausziehen, sehr Scharfe Klinge im „Stiletto“-Style, Limbusmarker am Ende des Griffes (3,5mm), dicht schließende Schließventile, großlumiger Innenraum	Trokare mit „Ridge“ gegen unbeabsichtigtes Herausziehen, dicht schließende Schließventile, großlumiger Innenraum
VPE:	6 Sets/Box	6 Sets/Box
Artikelnummer:	W20-2301	W20-2302

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstücker 111, D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!