

IXIUM Duo Kombinationspräparat

bestehend aus:	IXIUM HCS 2,0% und IXIUM NaHA 1,5%
Inhalt:	<p><u>IXIUM Duo</u> (Kombipackung bestehend aus 2 Spritzen):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spritze: IXIUM HCS 1,0 ml Natriumhyaluronat 2,0 %/ Chondroitinsulfat 2,0 % sterile Lösung 2. Spritze: IXIUM NaHA 1,0 ml Natriumhyaluronat (NaHA) 1,5 % sterile Lösung <p><u>IXIUM HCS Zusammensetzung/Einsatzgebiet:</u> Chondroitinsulfat 2,0 % , => sehr gute benetzende Eigenschaften Natriumhyaluronat 2,0% => dispersives Viskoelastikum Bietet hohen Schutz des intraokularen Gewebes, insbesondere des Hornhautendothels und ist somit sehr gut zum Aufstellen der Vorderkammer während der Kapsulorhexis und der Phakoemulsifikation geeignet</p> <p><u>IXIUM NaHA Zusammensetzung/Einsatzgebiet:</u> Natriumhyaluronat (NaHA) 1,5 % => sehr gute raumschaffende Eigenschaften kohäsive Viskoelastikum, hohes Molekulargewicht, leichter absaugbar und ist somit sehr gut für die Implantation der IOL geeignet</p>
Verpackungseinheiten:	Kombipackung – bestehend aus 2 Spritzen (1 VPE=10 Kombipackungen)

Kontakt:

W2O Medizintechnik AG, Weiße-Tor-Straße 4, D-76661 Philippsburg

Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

Stand: 11.07.2016

We care!