





### X1 Injektor mit XpandNT Irisspekulum

Das XpandNT Irisspekulum besteht aus einer innovativen Titan-Nickel-Legierung, die auch nach längerer Deformation in ihre Ursprungsform zurückkehrt. Es ist biokompatibel und somit auch zum längeren Verbleib im Auge geeignet. Das Schließen der Form durch die Technik des Laserschweißens schont das Gewebe. Für einfaches Einführen und Manipulieren der Instrumente in das Auge steht das Design mit 4 Taschen. Durch die 8-Punkt-Irisfixierung wird die Belastung der Iris bei gleichzeitiger Maximierung der Pupillengröße minimiert.

Das Xpand NT Irisspekulum ist im X1 Injektor bereits vorgeladen und bereit für den sofortigen Einsatz.

Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibles Häkchen aus blauem Polypropylene</li> <li>• Einstellbarer Silikonstopper</li> </ul>		
Empfohlene Inzisionsgröße	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,4 mm</li> </ul>		
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht einen nahezu kreisförmigen Pupillendurchmesser von 6,7 mm</li> <li>• Weitet auch 2 mm kleine Pupillen bis zu 6,7 mm</li> <li>• Für die Mikroinzision geeignet</li> <li>• 8-Punkt Irisfixierung</li> <li>• Fortschrittliche Titanlegierung</li> <li>• Taschengröße von 2,5 mm bietet genügend Platz für das Einführen und Bewegen der Instrumente</li> <li>• Leicht durch die primäre Inzision im- und explantierbar</li> <li>• Rotation im Auge zur Feinpositionierung möglich</li> <li>• Einfache Explantation durch Ausklinken des proximalen und zweier lateraler Füßchen und Manipulation mit einem Häkchen</li> </ul>		
	4 Stück		<b>STERILE</b>
	1 VPE X1 Irisspekulum		Art.-Nr. 10041401
	1 Stück X1 Irisspekulum		<b>STERILE</b>
			Art.-Nr. 10041762