


# Zubehör für Sterilisationsbehälter 23m/23g PREMIUM LINIE

## Zubehör für Sterilisationsbehälter 23m/23g Premium Line



### Instrumenten Siebauflage IMES 300

- mit Einzelkanalspülung (300 x 140 x 50)
- 6 LuerLock Anschlüsse für Hohlrauminstrumente
- Möglichkeiten zur sicherern und schnellen Direktanbindung in Thermodesinfektoren durch Anschlußeiste mit Silikonmuffen
- Sichere und schonende Lagerung der Instrumente in Silikonklemmen, sowie zusätzliche Sicherung der Instrumente durch Silikonspannringe

10029572	IMES 300 Instrumenten Siebauflage	395,00 €
----------	-----------------------------------	----------

### Instrumenten Siebauflage IMOS 300

10039449	IMOS 300 Instrumenten Siebauflage (ohne Einzelkanalspülung)	195,00 €
----------	---	----------

### Zubehör für Siebablagen

10027649	Aufnahme für Mikroinstrumente (1Stk. grau) E-476	1,72 €
10030736	Aufnahme für Mikroinstrumente (1Stk. weiß) E-479	1,42 €
10031282	Heiss H-7006 Silikonstreifen für IMOS 300 (XL -F(K)) (30 x 320mm)	27,04 €

### Melag Sterilisierbehälter passend für IMOS/ IMES 300 und MELAG 23B,24B,43B,44B,25

- bestehend aus einem eloxierten Aluminium Unter.- und Oberteil aus Edelstahl
- Ober- und Unterteil sind gelocht und können mit Einmal

10028412	MELAG Sterilgutkassette 23M (420 x 160 x 60mm)	219,00 €
10025020	MELAG Sterilgutkassette 23G (420 x 160 x 120mm)	234,00 €

### SteriClin Einmalcontainerfilter mit Indikator

10032340	SteriClin Einmalcontainerfilter passend für MELAG 23M, 23G 350 x 131mm, mit 4- fach Lochung, 1 VPE = 100 Stk.	15,00 €
----------	--	---------

#### Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstücker 111, D-76661 Philippsburg  
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!