






# Diamantmesser

PREMIUM LINIE

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Preis pro Stück
				
<b>Diamantmesser für die Kataraktchirurgie (Titangriff mit Druckmechanismus)</b>				
	<b>254A</b>	Tunnelmesser mit 19 Facetten, 2,0 mm	Breite: 2,0mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17 mm	<b>1.615,00 €</b>
	<b>262A</b>	Clear Cornea Messer mit schneidenden Seiten, 90° 2,2 mm	Breite: 2,2mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17mm	<b>1.492,60 €</b>
	<b>277A</b>	Clear Cornea Messer mit schneidenden Seiten, 90°, 2,8 mm	Breite: 2,8mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17mm	<b>1.679,60 €</b>
	<b>284A</b>	Speer-Trapezoid mit schneidenden Seiten, 90°, 1,8/2,2 mm	Breite: 1,8-2,2mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17mm	<b>1.492,60 €</b>

**Kontakt:**

W20 Medizintechnik AG, Bruchstücker 111, D-76661 Philippsburg  
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

**We care!**

# Diamantmesser

## PREMIUM LINIE



MEDIZIN • TECHNIK

Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Preis pro Stück
<b>Diamantmesser für die Kataraktchirurgie (Titangriff mit Bajonettverschluss)</b>				
	354A	Tunnelmesser mit 19 Facetten, 2,0 mm	Breite: 2,0mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17mm	1.572,50 €
	362A	Clear Cornea Messer mit schneidenden Seiten, 90°, 2,2 mm	Breite: 2,2mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17mm	1.450,10 €
	377A	Clear Cornea Messer mit schneidenden Seiten, 90°, 2,8 mm	Breite: 2,8mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17mm	1.637,10 €

### Kontakt:







W20 Medizintechnik AG, Bruchstücker 111, D-76661 Philippsburg  
 Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

**We care!**

# Diamantmesser

PREMIUM LINIE



Abbildung	Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Preis pro Stück
				
<b>Diamantmesser für Hornhautinzisionen (Limbal relaxing incision, LRI)</b>				
	<b>820-02</b>	LRI Messer, 20° mit 3 Schnittiefen: 0,5; 0,55; 0,6	Breite 1: 1,0mm Breite 2: 0,4mm Länge: 3,0mm Dicke: 0,1mm	<b>1.108,40 €</b>
				
<b>Diamantmesser für Retina-Chirurgie (mit Titangriff)</b>				
	<b>301R</b>	Retina gerade, 20°	Breite: 0,5mm Länge: 3,0mm Dicke: 0,17mm	<b>904,40 €</b>
				
<b>Diamantmesser für die Glaukomachirurgie</b>				
	<b>333-01</b>	Zaldivar Universalmesser	Breite 1: 1,0mm Breite 2: 0,55mm Länge: 4,5mm Dicke: 0,17mm	<b>1.052,30 €</b>

**Kontakt:**

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg  
 Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

**We care!**