


Trokar Set – mit Messerschliff



MEDIZIN • TECHNIK



Trokar Set 1 Step

Inhalt / Set:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 scharfe Inserter, NEU mit Messerschliff • 3 Instrumentenkanülen mit Ventil • 1 Infusionsschlauch mit Kanüle und Luer Anschluss • 3 Stopper in schwarzer Aufbewahrungsbox
Durchmesser:	23 Gauge
Material:	Trokare aus med. Titanlegierung, Handgriffe aus Kunststoff
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Trokare ohne „bulb“ – aufgeraute Oberfläche verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen • dicht schließende Schließventile • großlumiger Innenraum <p>Das Diamatrix-Messer 2715KS (23ga, Vitrectomy Knife, full Handle, angewinkelt) kann für die Trokare verwendet werden. Dies ist nicht im Set vorhanden.</p>
VPE:	6 Sets/Box
Artikelnummer:	23ga – W20-2301MS

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Weiße-Tor-Straße 4, D-76661 Philippsburg

Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

Stand: 11.07.2016

We care!