


Silikonöl & Zubehör



Silikonöl				
Artikel:	Arciolane 1300	Arciolane 5500	Arciolane 1300	Arciolane 5500
Bezeichnung:	Silikonöl zur Tamponade			
VPE:	10 ml vial	10 ml vial	10 ml Spritze	10 ml Spritze

Zubehör – Verbindungsreihe für alle Vitrektomie-Geräte



ARC: Einmalschlauchsystem zur maschinellen

Injektion des Silikonöls, mit 20G Kanüle

ARC 510	ARC 520	ARC 530	ARC 540
Fixiert Luer-Lock Männlich/weiblich	Drehbar	Drehbar	unbeweglich
DORC* - Associate*/Harmony* CORNEAL - OpenPhaco STORZ - Premiere ALCON - Sto IOLTECH - Penthesis OPTICON - Anatrés	ALCON - Accurus ALCON - Constellation DORC - Eva	BAUSCH & LOMB - Millenium/Stellaris	OERTLI - Orbit

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Weiße-Tor-Straße 4, D-76661 Philippsburg





Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

Stand: 03.08.2017

We care!

Silikonöl & Zubehör

Zubehör – Verbindungsreihe für ARCIOLANE Injektionsspritzen+Adapter

APIS (autoklavierbar) + entsprechenden, unsterilen Adapter: Schlauchsystem zur maschinellen Silikonöl-Injektion		
APIS ALONE		CORNEAL – OpenPhaco STORZ – Premiere ALCON – Sto IOLTECH – Penthasis OPTICON – Antarés
APIS + A 571		DORC – Associate / Harmony
APIS + A 572		DORC – Eva ALCON – Accurus / Constellation
APIS + A573		BAUSCH & LOMB – Millenium / Stellaris
APIS + A 574		OERTLI – Orbit
APIS + A 575		GEUDER – Megatron

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Weiße-Tor-Straße 4, D-76661 Philippsburg

Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

Stand: 03.08.2017

We care!