

Diamatrix- Messer

resterilisierbares Messer



MEDIZIN • TECHNIK

Abbildung	Artikelnr.	Größe	Beschreibung
	PG 43040MU	15 °	Stab 15°- Messer, langer Griff
	PG 44585MU	2.0mm	Tellermesser mit besonders dünner Klinge, angewinkelt, Schliff -oben, langer Griff
	PG 44620MU	2.2mm	Phakolanze (Slit), Schliff -beidseitig , langer Griff , angewinkelt
	PG 44650MU	2.4mm	Phakolanze (Slit), Schliff -beidseitig , langer Griff , angewinkelt
	*neu PG 44515MU	2.4mm	Phakolanze (Slit), Schliff -oben , langer Griff , angewinkelt
	PG 44525MU	2.5mm	Phakolanze (Slit), Schliff -oben , langer Griff , angewinkelt
	PG 44630MU	2.5mm	Phakolanze (Slit), Schliff -beidseitig , langer Griff , angewinkelt
	PG 44640MU	2.65mm	Phakolanze (Slit), Schliff -beidseitig , langer Griff , angewinkelt
	PG 44535MU	2.75 mm	Phakolanze (Slit), Schliff -oben , langer Griff , angewinkelt
	PG 44570MU	2.75mm	Phakolanze (Clear Corneal), angewinkelt, Schliff -beidseitig, Sichtmarkierungen- Schnittbreite, langer Griff
	PG 44610MU	2.85mm	Phakolanze (Clear Corneal), angewinkelt, Schliff -beidseitig, Sichtmarkierungen- Schnittbreite, langer Griff
	PG 44590MU	3.0mm	Phakolanze (Clear Corneal), angewinkelt, Schliff -beidseitig, Sichtmarkierungen- Schnittbreite, langer Griff
	PG 44880MU	1.5/2.0mm	Phakolanze (Trapezoid), angewinkelt, Schliff -oben , Kennzeichnung beider Schnittbreite, langer Griff
	PG 44870MU	1.9/2.4 mm	Phakolanze (Trapezoid), angewinkelt, Schliff -oben , Kennzeichnung beider Schnittbreite, langer Griff
	PG 44890MU	1.6/1.8 mm	Phakolanze (Trapezoid), angewinkelt, Schliff -oben , Kennzeichnung beider Schnittbreite, langer Griff
	PG 44850MU	2.5/2.9mm	Phakolanze (Trapezoid), angewinkelt, Schliff -oben, Kennzeichnung beider Schnittbreite, langer Griff
	PG 44820MU	2.7/3.2mm	Phakolanze (Trapezoid), angewinkelt, Schliff -oben, Kennzeichnung beider Schnittbreite, langer Griff
	PG 44340MU	0,8 mm	Parazentese- Messer, angewinkelt, MVR-Style, langer Griff
	PG 44350MU	1.1 mm	Parazentese- Messer, angewinkelt, MVR-Style, langer Griff
	PG 44360MU	1.4mm	Parazentese- Messer, angewinkelt, MVR-Style, langer Griff

*VPE beinhaltet 6 Messer – Kauf nur in VPE möglich.

Kontakt:

W2O Medizintechnik AG, Weiße-Tor-Straße 4, D-76661 Philippsburg

Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

Stand: 17.05.2017

We care!