






Diamantmesser

Abbildung	Artikel- nummer	Beschreibung	Größe	Preis pro Stück
				
Diamantmesser für die Kataraktchirurgie (Titangriff mit Druckmechanismus)				
	254A	Tunnelmesser mit 19 Facetten, 2,0 mm	Breite: 2,0mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17 mm	1.615,00 €
	262A	Clear Cornea Messer mit schneidenden Seiten, 90°, 2,2 mm	Breite: 2,2mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17mm	1.492,60 €
	277A	Clear Cornea Messer mit schneidenden Seiten, 90°, 2,8 mm	Breite: 2,8mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17mm	1.679,60 €
	284A	Speer-Trapezoid mit schneidenden Seiten, 90°, 1,8/2,2 mm	Breite: 1,8-2,2mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17mm	1.492,60 €

Kontakt:





W20 Medizintechnik AG, Weiße-Tor-Straße 4, D-76661 Philippsburg

Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

Stand: 23.11.2015

We care!

Diamantmesser

Abbildung	Artikel- nummer	Beschreibung	Größe	Preis pro Stück
				
Diamantmesser für die Kataraktchirurgie (Titangriff mit Bajonettverschluss)				
	354A	Tunnelmesser mit 19 Facetten, 2,0 mm	Breite: 2,0mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17mm	1.572,50 €
	362A	Clear Cornea Messer mit schneidenden Seiten, 90°, 2,2 mm	Breite: 2,2mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17mm	1.450,10 €
	377A	Clear Cornea Messer mit schneidenden Seiten, 90°, 2,8 mm	Breite: 2,8mm Länge: 4,0mm Dicke: 0,17mm	1.637,10 €

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Weiße-Tor-Straße 4, D-76661 Philippsburg

Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de


Stand: 23.11.2015

We care!


Diamantmesser



MEDIZIN • TECHNIK



Diamantmesser für Hornhautinzisionen (Limbal relaxing incision, LRI)



820-02


LRI Messer, 20° mit 3 Schnitttiefen:
0,5; 0,55; 0,6

Breite 1: 1,0mm
Breite 2: 0,4mm
Länge: 3,0mm
Dicke: 0,1mm

1.108,40 €



Diamantmesser für Retina-Chirurgie (mit Titangriff)



301R


Retina gerade, 20°

Breite: 0,5mm
Länge: 3,0mm
Dicke: 0,17mm

904,40 €



Diamantmesser für die Glaukomachirurgie



333-01

Zaldivar Universalmesser

Breite 1: 1,0mm
Breite 2: 0,55mm
Länge: 4,5mm
Dicke: 0,17mm

1.052,30 €

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Weiße-Tor-Straße 4, D-76661 Philippsburg

Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

Stand: 23.11.2015

We care!