

Vacuklav 44B+ Evolution

Reinigungs-Desinfektion-Sterilisationsgeräte



Vacuklav 44B+ Evolution 10084	
Artikelnummer	Artikelbezeichnung
10040837	<ul style="list-style-type: none"> • mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum • Mit Festwasseranschluss Kessel (Durchmesser) 25 x 45 cm, Volumen 23 Liter • Beladungsmenge 9 Kg Instrumente/ 2,5 Kg Textilien • Farbdisplay und Touchscreen • Sleep-Mode auf Knopfdruck • Zusätzliches Medienboard • Patentierte Drytelligence – sensorgesteuerter Trocknungssensor • Doppelmanteltechnologie für schnelle Betriebszeiten
10040021	Aufstellpauschale W2O MELAG

Kontakt:

W2O Medizintechnik AG, Weiße-Tor-Straße 4, D-76661 Philippsburg
 Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de
 Stand: 08.05.2017

We care!