


Zubehör für Sterilisationsbehälter 23M/23G

Sterilisatoren & Zubehör



MEDIZIN · TECHNIK



Zubehör für Sterilisationsbehälter 23M/23G

Instrumenten Siebauflage IMES 300

- mit Einzelkanalspülung (300 x 140 x 50)
- 6 Luer Lock Anschlüsse für Hohlrauminstrumente
- Möglichkeiten zur sicheren und schnellen Direktanbindung in Thermodesinfektoren durch Anschlussleiste mit Silikonmuffen
- Sichere und schonende Lagerung der Instrumente in Silikonklemmen, sowie zusätzliche Sicherung der Instrumente durch Silikonspannringe

10029572	IMES 300 Instrumenten Siebauflage
10039449	IMOS 300 Instrumenten Siebauflage (ohne Einzelkanalspülung)

Zubehör für Siebauflagen

10027649	Aufnahme für Mikroinstrumente (1Stk. grau) E-476
10030736	Aufnahme für Mikroinstrumente (1Stk. weiß) E-479
10039547	Stopper für Mikroinstrumente (1Stk. weiß) E-477
10031282	H-7006 Silikonstreifen für IMOS 300 (30 x 320mm)

Sterilisierbehälter

passend für IMOS/IMES 300 & 23B,24B,43B,44B+,25

Sterilisierbehälter besteht aus einem eloxierten Aluminium Unter- und Oberteil aus Edelstahl
Ober- und Unterteil sind gelocht

10028412	Sterilgutkassette 23M (420 x 160 x 60mm)
10025020	Sterilgutkassette 23G (420 x 160 x 120mm) für 2 Siebauflagen

SteriClin Einmalcontainerfilter mit Indikator

10032340	SteriClin Einmalcontainerfilter passend für 23M, 23G 350 x 131mm, mit 4-fach Lochung, 1 VPE = 100 Stk.
----------	---

Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Weiße-Tor-Straße 4, D-76661 Philippsburg

Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

We care!