


EXCEPTION

PERISTALTIK
PHAKOEMULSIFIKATION

Stilvoll durchdacht
bis ins letzte Detail



UNSER
NEUER
PHAKO




**A.R.C.
LASER**
enlight your surgery.




AUSSTATTUNG

Zuverlässige peristaltische Pumpe mit Venturi-Effekt



Bi-direktionaler Fußschalter - kabellos



Viel Platz für Ihr OP-Zubehör



REVOX stand Pate: Modernste Technologie in zeitlos schönem Design



Die Erfolgsgeschichte des „Pharo“ geht weiter. Mehr als 250 installierte Geräte weltweit, die noch heute Ihren Dienst tun, zeugt von der Technik und der Zuverlässigkeit unserer Phako-Geräte.

Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Der Exception steht für Erfahrung, Support und modernste Technik. Einfache Handhabung auf kleinsten Raum gepaart mit modernster Technik ist das Ergebnis von mehr als 3 Jahren Entwicklungsarbeit.

Das Gerät kann platzsparend und ohne lästige Kabel betrieben werden. Der Fußschalter ist kabellos mit dem Exception verbunden. Die Gerätebatterie erlaubt ein Arbeiten für mehr als 12 Stunden ohne die Akkus neu zu laden. Zeitgemäß und komfortabel.

VORTEILE

- Fußschalter steuert die Phako bi-direktional
- Rollenpumpe mit Venturi-Effekt
- Mobil
- Batteriebetrieb - keine Stromkabel am Boden
- Günstiges Verbrauchsmaterial
- Phako mit 40 KHz

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Diathermie
- Elektrische Flaschenhöhenregelung
- Vitrektomie 20/23 G
- Adaption an Photolyse-Laser
- IOP-SET
- Moderner Gerätewagen
- Day-Pack
- Schlauchsysteme



TECHNISCHE DATEN

Phaco Leistung am Handstück	> 40 Watt
Treiber	Piezo Elektrisch
Phaco Treiber	Kontinuierlich / Pulse mode
Flow Steuerung	Linear 0 - 50 ml
Druckmessung	Online steril
Vacuum	0 - 500 mm Hg - Linear steuerbar
Fußschalter	Bi - Direktional - Funk
Diathermie	500 KHz, Leistung 10 Watt
Vitrektomie	Pneumatisch max. 2500 Cuts/min

Änderungen an Ausstattung und Spezifikationen die dem technischen Fortschritt dienen werden automatisch durchgeführt