

• **Musterbeispiel Vacuklav 44-B+**
OP Einrichtung MELAG




AG

MEDIZIN • TECHNIK



Artikel	Beschreibung
Vacuklav 44-B+ (10064)	Kesseltiefe: 45cm, ø 25cm, Volumen 22 l
Tablett (00230)	Gerät fasst 6 Tablett, Maße 42x19 cm
Sterilisierbehälter 23M (01231)	Maße 42x16x6 cm
Papierfilter (10032340)	Für Sterilisierbehälter 23M, Maße 36,5 x 13,1 cm



Wasseranlage

Reinwasseranlagen können nach Bedarf zusammengestellt werden



• **Kontakt:**

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de
Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Auszug ist. Auf Wunsch können wir Ihnen gerne einen gesamten Produktkatalog senden oder ein individuelles Angebot erstellen.

We care!

Musterbeispiel Vacuklav 44-B+

OP Einrichtung MELAG

Für die Dokumentation:

- MELAflash CF-Card-Printer (01039)

Zum Anschluss an die serielle Schnittstelle von Profi-Klasse, S-Klasse, Cliniclav®25 (inkl. MELAflash CF-Card und Kartenlesegerät)



- MELAnet Box (40296)

Zur Netzwerkeinbindung für: Profi-Klasse, S-Klasse, Cliniclav®25 (inkl. Netzteil, 1:1 Netzwerkkabel 2m, RS232-Kabel, CD-ROM mit MELAview Demo)



Für die Chargenkontrolle:

- MELAcontrol® Praxis-Set (01080)

Bestehend aus 1 Prüfkörper (Helix) und 250 Indikatorstreifen



- MELAcontrol® PRO (01075)

Bestehend aus 1 Prüfkörper und 40 Indikatorstreifen



Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de
Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Auszug ist. Auf Wunsch können wir Ihnen gerne einen gesamten Produktkatalog senden oder ein individuelles Angebot erstellen.

We care!

Musterbeispiel Vacuklav 44-B+

OP Einrichtung MELAG



MEDIZIN • TECHNIK

Siegelgeräte:

Die Dokumentation kann über die serielle Schnittstelle mit MELAflash®, MELAprint®42 oder durch den Anschluss an den Praxis-PC erfolgen

- MELAseal® PRO
(10010)



MELAseal® 100 ist ein dauerbeheiztes Siegelgerät zum Versiegeln von Klarsicht-Sterilisierverpackungen

- MELAseal® 100
(00100)



Kontakt:

W20 Medizintechnik AG, Bruchstück 111, D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de
Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Auszug ist. Auf Wunsch können wir Ihnen gerne einen gesamten Produktkatalog senden oder ein individuelles Angebot erstellen.

We care!