





**SDHB6130S**

Die SDHB6130S ist eine monofokale, sphärische, einteilige IOL aus einem hydrophoben Material. Zwar ist die IOL nicht vorgeladen, jedoch besteht eine Verpackungseinheit aus einer IOL in der gewünschten Stärke plus einem beigelegten sterilen Einmalinjektor der Firma Sidapharm. So haben Sie die IOL plus Injektor griffberei.

Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biokompatibles hydrophobes Acrylat</li> <li>• Integrierter UV-Filter</li> </ul>				
Optikdesign	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sphärisch</li> <li>• Bikonvexe Oberfläche um Effekte der Verkippung, der Dezentrierung und der Abberation zu minimieren</li> <li>• 360° scharfe Kante zur Nachstarreduktion</li> <li>• Einteilige, faltbare IOL</li> <li>• Einkerbungen zur einfachen IOL-Manipulation</li> </ul>				
Optikdurchmesser	6,0 mm				
Gesamtdurchmesser	13,0 mm				
Haptikwinkel	0°				
UV-Schutz	ja				
Theoretische A-Konstante (optisch)	118.5				
Theoretische Vorderkammertiefe (optisch)	• 5,2 mm				
Dioptrienbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +10,0 bis 30,0 dpt (in 0,5 dpt Schritten)</li> </ul> Auf Anfrage: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 bis +10 dpt (in 1 dpt Schritten)</li> <li>• +31,0 bis +35,0 dpt (in 1 dpt Schritten)</li> </ul>				
IOL Konstanten*	nominal	HofferQ	Holl. 1	SRK/T	SRK II
	118,5	pACD=5,20	sf=1,51	A=118,7	A=119,1
	Holladay 2 ACD=5,20				
Refraktiver Index	1,56				
Inzisionsgröße	Abhängig vom verwendeten Injektor; 2,2 mm empfohlen Lieferung als non-preloaded IOL mit Injektor und Cartridge beiliegend				
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Injektor liegt der Verpackung bei</li> <li>• Umfangreicher Dioptrienbereich</li> <li>• Konsignationslager können zur Verfügung gestellt werden</li> </ul>				
	1 Stück SDHB6130S, 1 Sidapharm Injektor, 1 Cartridge  <b>STERILE</b>				
*Herstellerangabe					