



### EyeJet® CTR Type 10L preloaded

Aus einem Stück PMMA gefertigter Cionni Ring zur skleralen Fixation um die Kapsel bei beschädigten oder fehlenden Zonulafasern zu stabilisieren.  
Eine angewinkelte Öse reduziert ein mögliches Durchstechen (Ausbeulen) des Kapselsacks falls diese in den Kapselsack gelangt.

Größe (geöffnet)	13,0 mm
Größe (geschlossen)	11,0 mm
Länge	35,4 mm
ACCC*	7,0 mm
Annähbare Arme	Einer
Fixation	Nutzung einer doppelten Naht durch 9-0 Prolenefaden mit Spatulanadel empfohlen
Material	Klares PMMA
Inzisionsgröße	2,2 mm
Implantationsrichtung	rechts (im Uhrzeigersinn)
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweitert und stabilisiert den Kapselsack</li> <li>• Verteilung des Drucks auf alle Zonulafasern und Verhinderung einer einseitigen Belastung einzelner Zonulafasern</li> <li>• Bessere Zentrierung der IOL, auch bei späterer Kapselsackschrumpfung</li> <li>• Verringert das Risiko von Kapsel- oder Zonulabeschädigungen während der OP</li> <li>• Erleichterung der Phakoemulsifikation, Kortextentfernung und IOL Implantation</li> <li>• Macht den Einsatz einer skleralen IOL überflüssig</li> <li>• Reduziert die Faltenbildung der Kapsel</li> <li>• Eine sichere Alternative zu Irisretraktoren</li> </ul>
	1 Stück Kapselspannring Type 10L Art.-Nr. 10034522
	 <b>STERILE</b>

\* Anterior Continuous Curvilinear Capsulorhexis