









































Die folgenden Instrumente werden einzeln steril verpackt geliefert.  
Instrumente der ONE-Reihe haben einen blauen Plastikhandgriff, die der ONE STEEL-Reihe sind komplett aus Metall gefertigt und entweder in einer runden oder in einer gerade Griffvariante erhältlich.

### Spekula

	ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht 10 Stück Art.-Nr. 17227		<b>STERILE</b>
	ONE - Drahtspekulum, 15 mm Blades 10 Stück Art.-Nr. 17537	<i>Neu; vorauss. ab Q4/2020 lieferbar</i>	 <b>STERILE</b>
	ONE - Pädiatrisches Drahtspekulum, 6 mm und 9 mm Blades 10 Stück Art.-Nr. 17258		<b>STERILE</b>
	ONE - Verstellbares Plastikspekulum, 15 mm geschlossene Blades 10 Stück Art.-Nr. 17231		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Verstellbares, drehbares Spekulum, 15 mm Blades Für nasalen und temporalen Zugang verwendbar 10 Stück Art.-Nr. 17508		<b>STERILE</b>
















### Pinzetten für die Kataraktchirurgie

	ONE - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 90° spitz zulaufende Tips, Forward Tip 10 Stück Art.-Nr. 17237		<b>STERILE</b>
	ONE - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, Forward Tip 10 Stück Art.-Nr. 17252		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gerade, 90° spitz zulaufende Tips, flacher Metallgriff 10 Stück Art.-Nr. 17502		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, flacher Metallgriff 10 Stück Art.-Nr. 17503		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Utrata Pinzette für 1,8 mm Inzisionen, gerade, 45° spitz zulaufende Tips, runder Metallgriff 10 Stück Art.-Nr. 17511	<i>Neu; vorauss. ab Q4/2020 lieferbar</i>	 <b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Crozafon Pinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, runder Metallgriff 10 Stück Art.-Nr. 17512	<i>Neu; vorauss. ab Q4/2020 lieferbar</i>	 <b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 90° spitz zulaufende Tips, runder Metallgriff 10 Stück Art.-Nr. 17513	<i>Neu; vorauss. ab Q4/2020 lieferbar</i>	 <b>STERILE</b>

















<b>Pinzetten</b>			
	ONE - Bonn Pinzette, 0,12 mm Zähne, 3,7 mm Plattform 10 Stück Art.-Nr. 17221		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Bonn Pinzette, gerade, 0,12 mm Zähne, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff 10 Stück Art.-Nr. 17504		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Bonn Pinzette, gewinkelt, 0,12 mm Zähne, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff 10 Stück Art.-Nr. 17505		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Bonn Pinzette, 0,3 mm Öffnung, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff <i>Neu; vorauss. ab Q4/2020 lieferbar</i> 10 Stück Art.-Nr. 17514		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Paufrage Pinzette, 5mm Plattform, flacher Metallgriff <i>Neu; vorauss. ab Q4/2020 lieferbar</i> 10 Stück Art.-Nr. 17516		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Pinzette für Korneatransplantation, 1,2 mm ovaler Tip, 15 mm gebogen, flacher Metallgriff <i>Neu; vorauss. ab Q4/2020 lieferbar</i> 10 Stück Art.-Nr. 17521		<b>STERILE</b>
<b>Fadenpinzetten</b>			
	ONE - Fadenpinzette, gerade, 4 mm Plattform 10 Stück Art.-Nr. 17222		<b>STERILE</b>
	ONE - Fadenpinzette, gebogen, 4 mm Plattform 10 Stück Art.-Nr. 17225		<b>STERILE</b>
	ONE - Fadenpinzette, gebogen, 3,5 mm Plattform 10 Stück Art.-Nr. 17247		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Fadenpinzette, gewinkelt, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff 10 Stück Art.-Nr. 17500		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Fadenpinzette, gebogen, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff 10 Stück Art.-Nr. 17501		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Troutman Pinzette, gerade, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff <i>Neu; vorauss. ab Q4/2020 lieferbar</i> 10 Stück Art.-Nr. 17515		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Juwelier Pinzette, gerade, flacher Metallgriff <i>Neu; vorauss. ab Q4/2020 lieferbar</i> 10 Stück Art.-Nr. 17517		<b>STERILE</b>
	ONE - McPherson gewinkelte Fadenpinzette, 8 mm Plattform 10 Stück Art.-Nr. 17233		<b>STERILE</b>
<b>Nadelhalter</b>			
	ONE STEEL - Nadelhalter, gebogen, runder ergonomischer Handgriff* 10 Stück Art.-Nr. 17534		<b>STERILE</b>

\*CE Zeichen beantragt



## Manipulatoren

		ONE - Sinskey IOL Manipulator, abgewinkelt, 0,2 mm Tip 10 Stück Art.-Nr. 17223		<b>STERILE</b>
		ONE - Lester IOL Manipulator, abgewinkelt, Kragenknopf-Tip 10 Stück Art.-Nr. 17228		<b>STERILE</b>
		ONE - Linsenmanipulator, konisch, gerade, stumpf 10 Stück Art.-Nr. 17230		<b>STERILE</b>
		ONE - Drysdale Linsenmanipulator, stumpfes Schaufel Design 10 Stück Art.-Nr. 17242		<b>STERILE</b>
		ONE - Linsenmanipulator Phako Chopper, innen schneidende Kante, 1,5 mm Tip 10 Stück Art.-Nr. 17229		<b>STERILE</b>



## Instrumente für refraktive Eingriffe und Keratoplastik

	ONE STEEL - Korneamarkierer: Markierer für die Patientenkornea. Verfügbar in 8 mm, 8,5 mm und 9 mm Durchmesser 10 Stück 8 mm Art.-Nr. 17518 8,5 mm Art.-Nr. 17519 9 mm Art.-Nr. 17520		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - RELEX Manipulator: Gebogener Spatel; gewinkelter Haken 10 Stück Art.-Nr. 17522		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - LASIK Manipulator: Gerader und geschäumter Tip zur Bewegung des Korneaflaps; gewinkelter Haken 10 Stück Art.-Nr. 17523		<b>STERILE</b>
	ONE - Price Haken, umgekehrter Sinskey Manipulator, empfohlen für die Descemetorhexis in DSAEK und DMEK 5 Stück Art.-Nr. 17302		<b>STERILE</b>
	ONE - 90° Spatel, 90° angewinkelter Tip, Empfohlen für Descemet-Stripping bei DSAEK und DMEK 5 Stück Art.-Nr. 17303		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Epithelspatel: Spatel für das korneale Epithelium 10 Stück Art.-Nr. 17541		<b>STERILE</b>
	ONE - Busin Spatel 5 Stück Art.-Nr. 17300		<b>STERILE</b>
	ONE - Busin Insertionspinzette 23G 1 Stück Art.-Nr. 17301X1 5 Stück Art.-Nr. 17301X5		<b>STERILE</b>

## Skleradepressor







	ONE - Beidseitiger Skleradepressor 20 Stück Art.-Nr. 17253		<b>STERILE</b>
--	--	---	----------------

## Fixationsring











	ONE - Thornton-Fine Fixationsring, stumpfe Zähne, Innendurchmesser 13 mm 10 Stück Art.-Nr. 17232		<b>STERILE</b>
--	--	---	----------------

## Instrumente zur Implantation torischer IOLs

Alternativ finden Sie auf Seite 29 den einstellbaren Pendelmarkierer zur Achsmarkierung.

	ONE - Libelle, präoperatives Markieren der 0-180° Achse, Atraumatische und dünne Oberflächenmarkierung: 0,4 mm x 3 mm 10 Stück Art.-Nr. 17249		<b>STERILE</b>
	ONE - Mendez Ring, Innerer Durchmesser 12 mm, Indikatoren im 5° Abstand, vier Kerben auf der inneren Kante für die Kardinalpositionen, Handgriff auf 0° für temporäre Halteposition, matte Oberfläche für maximale Visibilität unter dem Mikroskop 10 Stück Art.-Nr. 17250		<b>STERILE</b>
	ONE - Bores Markierer, Nutzung im Mendez Ring zum Erstellen zwei radialer Markierungen entlang der benötigten Achse für die genaue Ausrichtung, präzise 0,4 mm feine Markierungen, Klingendesign folgt der Korneakrümmung, matte Oberfläche für maximale Visibilität unter dem Mikroskop 10 Stück Art.-Nr. 17251		<b>STERILE</b>





## Scheren

	ONE STEEL - Spitze Schere, empfohlen für Schnitte im Operationsfeld oder zur Entfernung von Fäden in der Stärke 6/0 bis 10/0 5 Stück Art.-Nr. 17506		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Runde Schere, empfohlen für Schnitte im Operationsfeld oder zur Entfernung von Fäden in der Stärke 6/0 bis 10/0 5 Stück Art.-Nr. 17507		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Vannas Schere, gebogen, stumpfe Spitze* 10 Stück Art.-Nr. 17531		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Castroviejo Schere, gebogen, stumpfe Spitze* 10 Stück Art.-Nr. 17532		<b>STERILE</b>
	ONE STEEL - Westcott Schere, gebogen, spitz* 10 Stück Art.-Nr. 17533		<b>STERILE</b>

\*CE Zeichen beantragt

## ROP-Untersuchungsset

Die folgenden beiden Sets enthalten die für die Untersuchung von frühgeborenen Kindern notwendigen Instrumente. Sie werden in einer sterilen Aufreißverpackung geliefert.

Inhalt: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ONE Ringdepressor</li> <li>• ONE Pädiatrisches Spekulum</li> </ul>		
	20 Sets 1 VPE ROP Untersuchungsset 1 Art.-Nr. 17255		<b>STERILE</b>
Inhalt: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art.-Nr. 17253 ONE beidseitiger Depressor</li> <li>• ONE Pädiatrisches Spekulum</li> </ul>		
	20 Sets 1 VPE ROP Untersuchungsset 1 Art.-Nr. 17210		<b>STERILE</b>