



































































## Exact Etch Einmalmesser

Diese Messer zum Einmalgebrauch aus hochwertigem Edelstahl werden mit der ExactEtch™ Technologie, einem schleiffreien Verfahren, hergestellt. Dieser Prozess führt zu einer Struktur, die fertig bearbeitet in einer konsistent scharfen, präzise Schnittkante resultiert.

Die ExactEtch™ Technologie bietet Möglichkeiten zur unlimitierten Herstellung geometrischer Formen die mit herkömmlichen Fertigungsmethoden für die Instrumentenfertigung nicht umsetzbar sind. Die Geometrien werden dabei mit unerreicht dünner Materialstärke und unter Einhaltung strikter Toleranzen erreicht.

Dank einer hauchdünnen Silikonbeschichtung sind die Metallflächen matt so dass Lichtreflexionen reduziert werden.

	<p>Phakalanze Mikro-Trapezoid-Style 1,9 mm / 2,4 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt, Kennzeichnung beider Schnittbreiten   6 Messer            Art.-Nr. 2620K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Clear-Corneal-Style 2,65 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt, Sichtmarkierungen der Schnittbreite   6 Messer            Art.-Nr. 2505K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Clear-Corneal-Style 2,75 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt, Sichtmarkierungen der Schnittbreite   6 Messer            Art.-Nr. 2510K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Clear-Corneal-Style 2,85 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt, Sichtmarkierungen der Schnittbreite   6 Messer            Art.-Nr. 2515K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Clear-Corneal-Style 3,0 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt, Sichtmarkierungen der Schnittbreite   6 Messer            Art.-Nr. 2520K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Clear-Corneal-Style 2,65 mm, Seitenschliff, angewinkelt   6 Messer            Art.-Nr. 2560K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Clear-Corneal-Style 2,75 mm, Seitenschliff, angewinkelt   6 Messer            Art.-Nr. 2565K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Slit-Style 1,8 mm, Schliff oben, angewinkelt   6 Messer            Art.-Nr. 2374K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Slit-Style 2,0 mm, Schliff oben, angewinkelt   6 Messer            Art.-Nr. 2376K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Slit-Style 2,5 mm, Schliff oben, angewinkelt   6 Messer            Art.-Nr. 2305K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Slit-Style 2,65 mm, Schliff oben, angewinkelt   6 Messer            Art.-Nr. 2310K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Slit-Style 2,75 mm, Schliff oben, angewinkelt   6 Messer            Art.-Nr. 2315K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Slit-Style 2,85 mm, Schliff oben, angewinkelt   6 Messer            Art.-Nr. 2320K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Slit-Style 3,0 mm, Schliff oben, angewinkelt   6 Messer            Art.-Nr. 2325K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Slit-Style 3,2 mm, Schliff oben, angewinkelt   6 Messer            Art.-Nr. 2330K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Slit-Style 2,2 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt   6 Messer            Art.-Nr. 2300K   <b>STERILE</b></p>
	<p>Phakalanze Slit-Style 2,4 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt   6 Messer            Art.-Nr. 2380K   <b>STERILE</b></p>

	Parazitesmesser 0,8 mm, MVR-Style, angewinkelt  6 Messer Art.-Nr. 2188K  <b>STERILE</b>
	Parazitesmesser 1,0 mm, MVR-Style, angewinkelt  6 Messer Art.-Nr. 2185K  <b>STERILE</b>
	Parazitesmesser 1,1 mm, MVR-Style, angewinkelt  6 Messer Art.-Nr. 2175K  <b>STERILE</b>
	Parazitesmesser 1,2 mm, MVR-Style, angewinkelt  6 Messer Art.-Nr. 2180K  <b>STERILE</b>
	Parazitesmesser 1,4 mm, MVR-Style, angewinkelt  6 Messer Art.-Nr. 2170K  <b>STERILE</b>
	Stabmesser (Inzisionsmesser) 15°  6 Messer Art.-Nr. 2105K  <b>STERILE</b>
	Stabmesser (Inzisionsmesser) 22,5°  6 Messer Art.-Nr. 2110K  <b>STERILE</b>
	Stabmesser (Inzisionsmesser) 30°  6 Messer Art.-Nr. 2115K  <b>STERILE</b>
	Stabmesser (Inzisionsmesser) 45°  6 Messer Art.-Nr. 2120K  <b>STERILE</b>
	Stabmesser (Inzisionsmesser) 15°, eingeschränkte Tiefe 3 mm, langer Griff  6 Messer Art.-Nr. 2125K  <b>STERILE</b>
	Stabmesser (Inzisionsmesser) 15°, eingeschränkte Tiefe 5 mm  6 Messer Art.-Nr. 2130K  <b>STERILE</b>
	Präzisions-Tiefenmesser 300 µ, gerade  6 Messer Art.-Nr. 2161K  <b>STERILE</b>
	Präzisions-Tiefenmesser 600 µ, gerade  6 Messer Art.-Nr. 2160K  <b>STERILE</b>
	Vitrektomiemesser MVR-Style, 19 G, gerade  6 Messer Art.-Nr. 2710K  <b>STERILE</b>
	Vitrektomiemesser MVR-Style, 20 G, gerade  6 Messer Art.-Nr. 2705K  <b>STERILE</b>
	Vitrektomiemesser MVR-Style, 23 G, gerade  6 Messer Art.-Nr. 2720K  <b>STERILE</b>
	Vitrektomiemesser MVR-Style, 20 G, angewinkelt  6 Messer Art.-Nr. 2700K  <b>STERILE</b>
	Vitrektomiemesser MVR-Style, 23 G, angewinkelt  6 Messer Art.-Nr. 2715K  <b>STERILE</b>
	Mini-Tellermesser 2,0 mm, Schliff oben, angewinkelt  6 Messer Art.-Nr. 2210K  <b>STERILE</b>
	Tellermesser 2,0 mm, Schliff oben, gerade  6 Messer Art.-Nr. 2205K  <b>STERILE</b>
	Tellermesser 1,25 mm, Schliff oben, angewinkelt  6 Messer Art.-Nr. 2220K  <b>STERILE</b>
	Implantationsmesser 4,0 mm, angewinkelt  6 Messer Art.-Nr. 2405K  <b>STERILE</b>
	Implantationsmesser 5,5 mm, angewinkelt  6 Messer Art.-Nr. 2411K  <b>STERILE</b>

# EX SERIES

## EX Serie

Die EX Serie an Einmalmessern bietet eine schmale Winkelspitze für ein einfacheres Einstechen, ein spezielles Design der Messerfacetten zur Reduktion der Zugkräfte bei der Inzision und die bekannte 2,0 mm Sichtlinie. Dies alles führt zu einer sehr hohen Schärfe der Einmalmesser.

	 6 Messer Phakolanze Slit-Style 2,2 mm, Schliff oben, angewinkelt Art.-Nr. 2340K	 <b>STERILE</b>
	 6 Messer Phakolanze Slit-Style 2,4 mm, Schliff oben, angewinkelt Art.-Nr. 2341K	 <b>STERILE</b>
	 6 Messer Phakolanze Slit-Style 2,75 mm, Schliff oben, angewinkelt Art.-Nr. 2342K	 <b>STERILE</b>
	 6 Messer Phakolanze Slit-Style 2,2 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt Art.-Nr. 2350K	 <b>STERILE</b>
	 6 Messer Phakolanze Slit-Style 2,4 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt Art.-Nr. 2351K	 <b>STERILE</b>
	 6 Messer Phakolanze Slit-Style 2,75 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt Art.-Nr. 2352K	 <b>STERILE</b>