







W20 IVI-Set 104520

Umfangreiches, steriles Set für die Gabe intravitrealer Injektionen.

Inhalt:	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Einschlag 60 x 60 cm Krepp blau • 1x Abdecksystem 80 x 80 cm längsgeteilte Folie, Stanzung 7,5 cm rund, längs geteilte Inzisionsfolie • 1x Schale Plastik 3-teilig, 13 x 20 cm transparent, Füllmenge ca. 2 x 70 ml, 410 ml • 1x Inzisionsschablone 3,5 mm blau • 1x Spekulum Barraquer Standard geschlossen • 1x 21 G x 7/8" Vorderkammerkanüle, 35° gewinkelt (Rycroft), 0,81 x 22 mm, M2642 • 1x 20 G x 2 3/4" Tief-Intramuskuläre Kanüle, 0,9 x 70 mm, gelb, enthält Nickel • 1x Omnifix F-Spritze Heparin, 1 ml, Luer, 3-teilig • 1x Injektionsspritze, 10 ml, Luer • 3x Pro-Ophta-Stäbchen Ø 5 mm, 66 mm Standard • 1x Augenkissen Optomed 95 x 65 mm, oval, selbstklebend
	20 Stück  STERILE
	W20 IVI-Set 104520 Art.-Nr. 10032666



W20 IVI-Set 181-04

Steriles Set für die Gabe intravitrealer Injektionen.

Inhalt:	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Einschlag 60 x 60 cm Krepp blau • 1x Abdecksystem 40 x 40 cm perforierte Folie, Stanzung 7,5 cm rund, perforierte Inzisionsfolie, SMS • 1x Augenmarker 3,5 mm und 4,0 mm Plastik, double-ended, blau • 1x Spekulum Solid Blade • 1x Pro-Ophta-Stäbchen, 4er Beutel • 1x Augenkissen Nobalumental 75 x 80 mm, geschlossen
	25 Stück  STERILE
	W20 IVI-Set 181-04 Art.-Nr. 10034052

W20 IVI-Set DEW2IV01-01

Steriles Set für die Gabe intravitrealer Injektionen.

Inhalt:	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Einschlag 75 x 90 cm Biplax • 1x Lochtuch 45 x 75 cm SK • 3x Mullkomresse 75 x 75 mm, 8-fach • 1x Augenmarker 3,5 mm und 4,0 mm Plastik, double-ended, blau • 1x Spekulum Solid Blade gewinkelt • 1x BD Spritze, 2,5 ml, Luer, 3-teilig, zentrisch, -s- • 1x Knopfkanüle 45 mm zur topischen Wundspülung • 1x Pro-Ophta-Stäbchen, 2er Beutel • 2x Wattestäbchen, großer Kopf, Kunststoffgriff • 1x Augenkissen Ocula 56 x 72 mm, oval, geschlossen
	25 Stück  STERILE
	W20 IVI-Set DEW2IV01-01 Art.-Nr. 10038952