



Trokar Set 1 step Messerschliff

Inhalt pro Set:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Trokare mit aufgerauter Oberfläche • Abnehmbare Dichtventile (gelb) • 3 Inserter mit Messerschliff für die extrem einfache Einbringung der Trokare ins Auge • Ergonomischer Griff mit 3 mm & 4 mm Abstandsmarker • 1 Irrigationsschlauch mit Kanüle und Luer Adapter • 3 Stopper in schwarzer Aufbewahrungsbox als alternative Dichtmethode 	
Durchmesser:	23 G	
Material:	<ul style="list-style-type: none"> • Trokare aus medizinischer Titanlegierung • Handgriffe aus Kunststoff 	
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Trokare ohne "bulb" - aufgeraute Oberfläche verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen • Dicht schließende Schließventile • Großlumiger Innenraum 	
	6 Sets	 STERILE
Trokar Set 1 step W20-2301 MS		Art.-Nr. 10038536 Ref. 15560