





Trokar Set 1 step Lanzenschliff

Inhalt pro Set:	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Trokare mit Schließventil • Abnehmbare Dichtventile (blau) • 3 Inserter mit Lanzenschliff für die sehr einfache Einbringung der Trokare ins Auge • Ergonomischer Griff mit 3 mm & 4 mm Abstandsmarker • 1 Irrigationsschlauch mit Kanüle und Luer Adapter (in 23 G für die Silikonölinfusion bis 5.000 cSt geeignet) • 3 Stopper als alternative Dichtmethode 		
Durchmesser:	<ul style="list-style-type: none"> • 23 G • 25 G • 27 G 		
Material:	<ul style="list-style-type: none"> • Trokare aus medizinischer Titanlegierung • Handgriffe aus Kunststoff 		
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> • Trokare mit aufgerauter Oberfläche gegen unbeabsichtigtes Herausziehen • Dicht schließende Schließventile • Großlumiger Innenraum • Limbusmarker am Ende des Griffes (in 3,0 und 4,0 mm) unterstützen den Anwender beim Festlegen des Insertionspunktes 		
	6 Sets	 STERILE	
	Trokar Set 1 step W20-2301 23 G	Art.-Nr. 10033124	Ref. 15550
	Trokar Set 1 step W20-2501 25 G	Art.-Nr. 10033429	Ref. 15650
	Trokar Set 1 step W20-2701 27 G	Art.-Nr. 10041560	Ref. 15750