

## Vitrektomielinsen

Hochauflösende Vitrektomielinsen zum Einmalgebrauch.

Durch den Stabilisierungsring ist eine Selbstfixierung aller Linsen gewährleistet und das Aufnehmen der Linse oder eines Fixierendes entfällt.

	Flat (Kilp) Vitrektomielinse Standardlinse für die Ansicht des hinteren Augenabschnitts  10 Stück	Sichtfeld 36° Vergrößerung 1,0 Art.-Nr. VFD10	 
	Magnifying Vitrektomielinse Vergrößerte Darstellung der Netzhaut-Pathologie  10 Stück	Sichtfeld 30° Vergrößerung 1,5 Art.-Nr. VMD10	 
	Wide Field Vitrektomielinse Darstellung wie Flat (Kilp) Vitrektomielinse, nur weiter in die Peripherie  10 Stück	Sichtfeld 48° Vergrößerung 0,5 Art.-Nr. VWFD10	 
	Bikonkave Vitrektomielinse Speziell für den Flüssigkeits-Luft-Austausch  10 Stück	Sichtfeld 25° Vergrößerung 0,8 Art.-Nr. VBCD10	 
	30° Prisma Betrachtung der Peripherie in einem bestimmten Achswinkel  10 Stück	Sichtfeld 33° (offset 30°) Vergrößerung 1,0 Art.-Nr. V30PD10	 