



Vitrektome (Cutter)

Diese Cutter werden an einem Produktionsstandort mit über 30 Jahren Erfahrung hergestellt unter der Nutzung moderner Maschinenteknologie und regelmäßig geschulten und erfahrenen Instrumentenherstellern. Dabei werden selbstverständlich auch die harten Vorgaben einer Vielzahl an Qualitätsvorgaben wie beispielsweise der ISO 13485:2012 erfüllt. Alle hier genannten Cutter können alternativ mit einem zweischneidigen Messer geordert werden.

Maschine	Max CPM	20 G	23 G	25 G	27 G
GEUDER Megatron S3	2000	AK-0200/BA	AK-0230/BA	AK-0260/BA	AK-0286/BA
ALCON Legacy	800	AK-0201/AA	AK-0231/AA		
AMO Sovereign	800	AK-0202/AA	AK-0232/AA		
AMO Signature	2500	AK-0203/AB	AK-0233/AB		
BAUSCH & LOMB Stellaris	5000	AK-0205/BF	AK-0235/BF	AK-0265/BF	AK-0287/BF
RUCK Pentasys/2	3000	AK0206/AA	AK-0236/AA	AK-0266/AA	AK-0288/AA
RUCK Cube	5500	AK-0208/AB	AK-0238/AB	AK-0268/AB	AK-0290/AB
GEUDER Megatron S4	6000	AK-0207/BA	AK-0237/BA	AK-0367/BA	AK-0289/BA
OERTLI	6000	AK-0209/EAA	AK-0239/EAA	AK-0269/EAA	AK-0291/EAA
OPTIKON (Assistant-Pulsar-Antares)					
AMO Gemini	2000/2500	AK-0210/AB	AK-0240/AB	AK-0270/AB	AK-0292/AB
OPTIKON Revolution	6000				
ZEISS Visalis	4000/6000	AK-0211/AB	AK-0241/AB	AK-0271/AB	AK-0293/AB
BAUSCH & LOMB Millenium	1500	AK-0215/AB	AK-0245/AB	AK-0275/AB	AK-0294/AB
ALCON Accurus	2500	AK-0220/AC	AK-0250/AC	AK-0280/AC	AK-0295/AC
DORC Associate	2500	AK-0220/AC	AK-0250/AC	AK-0280/AC	AK-0296/AC
DORC Associate 6000	6000	AK-0219/AC	AK-0249/AC	AK-0279/AC	AK-0297/AC
DORC Eva	8000	AK-0221/GC	AK-0251/GC	AK-0281/GC	AK-0298/GC
ALCON Constellation*	7500	AK-0225/ABB	AK-0255/ABB	AK-0285/ABB	AK-0299/ABB
ALCON Infiniti	2500	AK-0226/AD	AK-0256/AD		
		6 Stück			

* benötigt Adapter

	Adapter A7, Verbinder zum Bypass der Vitrektomie-Druckleitung Konvertiert einen spezifischen Anschluss in Standard Luer Anschluss weiblich 1 Stück Art.-Nr. AK-0340/7	②
	Adapter für Alcon Constellation, Verbinder zum Bypass der Vitrektomie-Druckleitung 2 Stück Art.-Nr. AK-0341	②
	Adapter Kit für Alcon Constellation, bestehend aus: 2 Stück 1 Stück Art.-Nr. AK-0341 Art.-Nr. AK-0340/7	②
	Verbinder Aspirations-Druckleitung Druckleitungs-Adapter, Verbinder A-D Verfügbar in verschiedenen Kombinationen - siehe Bilder für verfügbare Anschlüsse 1 Stück, unsteril Art.-Nr. AK-0398	

