







### ARCIOLANE Silikonöle

Diesen hochreinen und fraktionierten Öle werden beim Fraktionierungsprozess Verunreinigungen und Polymere entzogen, die in klinischen Studien teilweise als toxisch eingestuft wurden. Damit wird eine anspruchsvolle Qualität gesichert, die gute Verträglichkeit gewährleistet und die Anforderungen übertrifft. ARCIOLANE Silikonöle enthalten nur lange Atomketten, was die Viskosität etwas erhöht, gleichzeitig jedoch das Emulsifikationsrisiko verringert. Die bereits strengen FDA-Vorgaben werden übertroffen. Lieferbar ist dieses Silikonöl im Fläschchen oder in der Spritze. Die Kapsel oder der Kolben sind aus reinem Silikon, der Behälter aus gegossenem Glas. Ein Luer Lock Anschluss aus rostfreiem Stahl verhindert bei der Spritze das versehentliche Abtrennen.













	ARCIOLANE 1300, 10 ml, Glasspritze Art.-Nr. 10027214 ARCIOLANE 1300, 10 ml, Fläschchen Art.-Nr. 10027213		<b>STERILE</b>
	ARCIOLANE 5500, 10 ml, Glasspritze Art.-Nr. 10027216 ARCIOLANE 5500, 10 ml, Fläschchen Art.-Nr. 10032630		<b>STERILE</b>



### ARC Verbindungsreihe für alle Vitrektomiegeräte










Diese steril verpackten Verbinder sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die 20 G Kanüle mit stumpfen Ende stellt schnell und einfach eine Verbindung her:

1. Den weißen Stopper auf die Spritze setzen
2. Einrasten
3. Mit der Leitung verbinden

	ARC 510 fixierte Verbindung, Luer Lock männlich / weiblich; Kompatibel zu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DORC: Associate, Harmony (mit zusätzlichem Anpassungsteil A571)</li> <li>• Corneal: OpenPhaco</li> <li>• Storz: Premiere</li> <li>• Alcon: Sto</li> <li>• IOLTech: Penthesis</li> <li>• Optikon: Antarès</li> <li>• Oertli: SP3</li> <li>• VF: System</li> </ul>		1 Stück	Art.-Nr. 10037593		<b>STERILE</b>
	ARC 520 drehbare Verbindung; Kompatibel zu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcon Accurus, Constellation</li> <li>• DORC EVA</li> </ul>		1 Stück	Art.-Nr. 10037797		<b>STERILE</b>
	ARC 530 drehbare Verbindung Kompatibel zu: Bausch & Lomb Millenium, Stellaris		1 Stück	Art.-Nr. 10037935		<b>STERILE</b>
	ARC 540 unbewegliche Verbindung Kompatibel zu: Oertli Orbit		1 Stück	Art.-Nr. 10038972		<b>STERILE</b>

## Adapter für ARC Verbindungsreihe

Mit diesen maschinenspezifischen Anschlüssen kann der Einsatzbereich der ARC Verbindungsreihe auf weitere Maschinen ausgeweitet werden. Diese Anschlüsse sind unsteril und verbleiben an der Maschine.

	<p>A 571 Kompatibel zu: • Corneal: OpenPhaco • DORC: Associate, Harmony   1 Stück  Art.-Nr. 10032631</p>
	<p>A 572 Kompatibel zu: • Alcon: Accurus, Constellation • DORC: EVA   1 Stück  Art.-Nr. 10040290</p>
	<p>A573 Kompatibel zu: Bausch &amp; Lomb Millenium   1 Stück  Art.-Nr. 10038917</p>
	<p>A574 Kompatibel zu: Oertli Orbit   1 Stück  Art.-Nr. 10038118</p>
	<p>A575 Kompatibel zu: Geuder Megatron S3   1 Stück  Art.-Nr. 10038901</p>