
















Die hier angebotenen Implantate repräsentieren die größte Vielfalt an Silikonimplantaten für das Scleral Buckling.







Silikonbänder

	<p>S 2969 Silikonband 0,75 mm x 2,0 mm x 125 mm (40 Style) Zur Verwendung mit Silikonschläuchen S 3083, S 3018, Wong Buckling Sleeve S 3093  5 Stück Art.-Nr. 10029385  STERILE</p>
	<p>S 2987 Silikonband 0,6 mm x 2,5 mm x 125 mm (240 Style) Zur Verwendung mit Silikonschläuchen S 3083, S 3019, Wong Buckling Sleeve S 3093  5 Stück Art.-Nr. 10029371  STERILE</p>
	<p>S 2950 Silikonband 0,75 mm x 2,5 mm x 125 mm (2950 Style) Zur Verwendung mit Silikonschläuchen S 3083, S 3019, Wong Buckling Sleeve S 3093  5 Stück Art.-Nr. 10029386  STERILE</p>

Silikonbänder mit Lasche







	<p>S 5020 Silikonband mit Lasche 0,75 mm x 2,0 mm x 135 mm (40 Style) Zur Verwendung mit Silikonschläuchen S 3083, S 3018, Wong Buckling Sleeve S 3093  5 Stück Art.-Nr. 10029383  STERILE</p>
	<p>S 5025 Silikonband mit Lasche 0,6 mm x 2,5 mm x 135 mm (240 Style) Zur Verwendung mit Silikonschläuchen S 3083, S 3019, Wong Buckling Sleeve S 3093  5 Stück Art.-Nr. 10029384  STERILE</p>

Silikonstreifen











	<p>S 2970 Silikonstreifen 0,75 mm x 3,5 mm x 125 mm (41 Style) Zur Verwendung mit Silikonschläuchen S 3084, S 3071, Wong Buckling Sleeve S 3094  5 Stück Art.-Nr. 10029372  STERILE</p>
	<p>S 2971 Silikonstreifen 1,25 mm x 4 mm x 125 mm (42 Style) Zur Verwendung mit Silikonschläuchen S 3084, S 3071, Wong Buckling Sleeve S 3094  5 Stück Art.-Nr. 10029391  STERILE</p>

Breite Silikonstreifen











Diese breiten Silikonstreifen bieten eine adäquate, aber nicht übertriebene Breite um die Glaskörperbasis in allen Quadranten gleichermaßen zu unterstützen. Diese Streifen sind für die Nutzung im Zusammenhang mit einer Vitrektomie als primäre Behandlung eines Netzhautlochs konzipiert. Sie sind besonders in Fällen eines untergeordneten oder großen retinaler Defekts hilfreich wenn eine zusätzliche Prophylaxe benötigt wird. Hergestellt aus einer weichen Silikonzusammensetzung um dem Verschleiß vorzubeugen.

	<p>S 4050 breiter Silikonstreifen 1 mm x 5 mm x 125 mm Zur Verwendung mit Silikonschläuchen S 3084, S 3071, Wong Buckling Sleeve S 3094  5 Stück Art.-Nr. 10030368  STERILE</p>
	<p>S 4060 breiter Silikonstreifen 1,6/2,1 mm x 6 mm x 120 mm Bikonvexes Design für höhere Plombe statt flacher Streifen mit nur einem Element  5 Stück Art.-Nr. 10029465  STERILE</p>

Silikonschiene, gerillt





	S 2967 Silikonschiene, gerillt 2 mm x 4,5 mm x 125 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029388		(31 Style) STERILE
	S 2968 Silikonschiene, gerillt 2,5 mm x 5 mm x 125 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029389		(32 Style) STERILE
	S 2992 Silikonschiene, gerillt 1,25 mm x 4,5 mm x 100 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029390		(219 Style) STERILE
	S 2998 Silikonschiene, gerillt 1,5 mm x 6 mm x 100 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029454		(220 Style) STERILE
	S 3013 Silikonschiene, gerillt 3,7 mm x 5 mm x 100 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029453		(225 Style) STERILE

Silikonschläuche



	S 3018 Silikonrohr rund 1 mm InnenØ x 2,1 mm AußenØ x 30 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029397		(70 Style) STERILE
	S 3019 Silikonrohr rund 0,76 mm InnenØ x 1,65 mm AußenØ x 30 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029398		(270 Style) STERILE
	S 3071 Silikonrohr rund 1,5 mm InnenØ x 2,4 mm AußenØ x 30 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029399		(72 Style) STERILE
	S 3083 Silikonrohr oval 1,6 mm x 2,5 mm x 5 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029400		(3083 Style) STERILE
	S 3084 Silikonrohr oval 1,8 mm x 3,75 mm x 5 mm 5 Stück Art.-Nr. 10090001		(3084 Style) STERILE

Wong Buckling Sleeve



Mit dieser Ergänzung zur "neuen Generation" der minimal invasiven retinalen Implantate kann bei Platzierung direkt über der Defektfläche eine zusätzliche Eindellung der Sklera erreicht werden. Besonders nützlich ist dies bei kleinen hufeisenförmigen Tränen die sich öffnen wie ein Fischmaul. Konzipiert für die Nutzung mit Silikonbändern und Silikonstreifen.

	S 3093 Wong Buckling Sleeve 2,1 mm x 2,5 mm x 5 mm 5 Stück Art.-Nr. 10033080		(3093 Style) STERILE
	S 3094 Wong Buckling Sleeve 2,75 mm x 3,75 mm x 5 mm 5 Stück Art.-Nr. 10033083		(3094 Style) STERILE




















Meridionale Plombe

	S 2978 Meridionale Plombe 4 mm x 15,0 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029421		(103 Style) STERILE
---	--	---	-------------------------------











Button-Plombe

	S 2976 Silikonbutton 2,5 mm x 5 mm mit 4 mm Rille 5 Stück Art.-Nr. 10029423		(22 Style) STERILE
---	---	---	------------------------------











Silikonringe

	S 2986 Silikonring konkav 7 mm mit 2,5 mm Rille 5 Stück Art.-Nr. 10029402	(277 Style)  STERILE
	S 2991 Silikonring konkav 9 mm mit 2,5 mm Rille 5 Stück Art.-Nr. 10029403	(279 Style)  STERILE
	S 2997 Silikonring konkav 12,5 mm mit 2,5 mm Rille 5 Stück Art.-Nr. 10029409	(281 Style)  STERILE
	S 3010 Silikonring konvex 6 mm mit 2,5 mm Rille 5 Stück Art.-Nr. 10029412	(286 Style)  STERILE
	S 3014 Silikonring konvex 7 mm mit 2,5 mm Rille 5 Stück Art.-Nr. 10029413	(287 Style)  STERILE
	S 3014 L Silikonring konvex 7 mm mit 3,5 mm Rille 5 Stück Art.-Nr. 10029414	(287 Style)
	S 3016 Silikonring konvex 10 mm mit 2,5 mm Rille 5 Stück Art.-Nr. 10029415	(289 Style)  STERILE
	S 2994 Silikonring asymmetrisch 6 mm mit 2,5 mm Rille 5 Stück Art.-Nr. 10029404	(275 Style)  STERILE
	S 2999 Silikonring asymmetrisch 7 mm mit 2,5 mm Rille 5 Stück Art.-Nr. 10029410	(276 Style)  STERILE
	S 2996 Silikonring asymmetrisch 10 mm mit 2,5 mm Rille 5 Stück Art.-Nr. 10029408	(280 Style)  STERILE

Silikonschwamm-Plomben, rund

	S 1982-2 Silikonschwamm-Plombe Ø 2 mm x 80 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029429	(502 Style)  STERILE
	S 1982-3 Silikonschwamm-Plombe Ø 3 mm x 80 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029431	(503 Style)  STERILE
	S 1982-4 Silikonschwamm-Plombe Ø 4 mm x 80 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029432	(504 Style)  STERILE
	S 1982-5 Silikonschwamm-Plombe Ø 5 mm x 80 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029376	(505 Style)  STERILE
	S 1982-7 Silikonschwamm-Plombe Ø 7 mm x 80 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029434	(8270 Style)  STERILE









Silikonschwamm-Plomben, halb-oval

	S 1984-2.5 Silikonschwamm-Plombe, halb-oval 2,5 mm x 4 mm x 80 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029445	(8425 Style)  STERILE
	S 1984-3 Silikonschwamm-Plombe, halb-oval 3,66 mm x 7,5 mm x 80 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029446	(517 Style)  STERILE
	S 1984-3.3 Silikonschwamm-Plombe, halb-oval 3,33 mm x 5 mm x 80 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029447	(515 Style)  STERILE
	S 1984-5 Silikonschwamm-Plombe, halb-oval 2,5 mm x 5 mm x 80 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029373	(510 Style)  STERILE
	S 1984-7.5 Silikonschwamm-Plombe, halb-oval 2,75 mm x 7,5 mm x 80 mm 5 Stück Art.-Nr. 10029374	(511 Style)  STERILE



Silikonschwamm-Plomben, gerillt

	S 1983-2.3 Silikonschwamm-Plombe, gerillt 2,3 mm x 6,4 mm x 80 mm (516G Style) 5 Stück Art.-Nr. 10029435	 STERILE
	S 1983-2.5 Silikonschwamm-Plombe, gerillt 2,5 mm x 5,0 mm x 80 mm (510G Style) 5 Stück Art.-Nr. 10030575	 STERILE
	S 1983-3 Silikonschwamm-Plombe, gerillt 3,0 mm x 5,0 mm x 80 mm (506G Style) 5 Stück Art.-Nr. 10029438	 STERILE
	S 1983-3.2 Silikonschwamm-Plombe, gerillt 3,2 mm x 7,5 mm x 80 mm (519G Style) 5 Stück Art.-Nr. 10029439	 STERILE
	S 1983-3.5 Silikonschwamm-Plombe, gerillt 3,5 mm x 7,5 mm x 80 mm (509G Style) 5 Stück Art.-Nr. 10029468	 STERILE
	S 1983-4 Silikonschwamm-Plombe, gerillt 4,0 mm x 12,0 mm x 80 mm (508G Style) 5 Stück Art.-Nr. 10029441	 STERILE
	S 1983-5 Silikonschwamm-Plombe, gerillt 5,0 mm x 5,0 mm x 80 mm (505G Style) 5 Stück Art.-Nr. 10029442	 STERILE





Silikonschwamm-Plomben, oval

	S 1981-4 Silikonschwamm-Plombe, oval 2,5 mm x 4,0 mm x 80 mm (501 Style) 5 Stück Art.-Nr. 10029424	 STERILE
	S 1981-5 Silikonschwamm-Plombe, oval 3,0 mm x 5,0 mm x 100 mm (506 Style) 5 Stück Art.-Nr. 10029425	 STERILE
	S 1981-7 Silikonschwamm-Plombe, oval 3,25 mm x 7,0 mm x 80 mm (907 Style) 5 Stück Art.-Nr. 10029426	 STERILE
	S 1981-7.5 Silikonschwamm-Plombe, oval 5,5 mm x 7,5 mm x 80 mm (507 Style) 5 Stück Art.-Nr. 10029427	 STERILE

Silikonschwamm-Plomben, länglich

	S 1986-3.5 Silikonschwamm-Plombe, länglich 3,5 mm x 7,5 mm x 80 mm (509 Style) 5 Stück Art.-Nr. 10029449	 STERILE
---	--	--

Silikonschwamm-Plomben, Scholda

	S 1985-5 Silikonschwamm-Plombe, Scholda 3,77 mm x 5,0 mm x 80 mm (8550 Style) 5 Stück Art.-Nr. 10029448	 STERILE
	S 1985-7 Silikonschwamm-Plombe, Scholda 5,28 mm x 7,0 mm x 80 mm (8570 Style) 5 Stück Art.-Nr. 10029459	 STERILE