



## REVOLVER™ Lasersonden

Die Produkte der REVOLVER™ Reihe stehen für wiederverwendbare Lasersonden. Das REVOLVER™ Universalverbindungsstück verbleibt am Laser und ist mittels eines starken Klebers an diesem befestigt. Die REVOLVER™ Laserfaser ist der einzige Verbrauchartikel bei diesem System und ist mit jedem der REVOLVER™ Handgriffe kombinierbar.

## REVOLVER™ Universalverbindungsstück




REVOLVER™ Universalverbindungsstück  
Wiederverwendbares Verbindungsstück mit einer Kordel und einem Klebeband zur Befestigung am Laser. Eine Staubschutzkappe hält es während den Einsätzen sauber.  
1 Stück  
Art.-Nr. RLP-A

## REVOLVER™ Laserfaser



REVOLVER Laserfaser  
Diese universelle Laserfaser passt an alle Handstücke und alle Gauge-Größen  
10 Stück  
Art.-Nr. V6600



## REVOLVER™ Gerader Handgriff



REVOLVER Gerades, wiederverwendbares Handstück  
Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray  
1 Stück  
Gerades Handstück 23 G Art.-Nr. RLP000-23  
Gerades Handstück 25 G Art.-Nr. RLP000-25

②

## REVOLVER™ Flexibler, gebogener Handgriff



REVOLVER Flexibles, gebogenes, wiederverwendbares Handstück  
Dieses 27 G Handstück hat eine einziehbare Versteifungshülse, die das Instrument 55x steifer macht als traditionelle 27 G Instrumente.  
Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray  
1 Stück  
Flexibles, gebog. Handstück 27 G Art.-Nr. RLP100-27

②

## REVOLVER™ Konischer, flexibler, gebogener Handgriff



REVOLVER Konisches, flexibles, gebogenes, wiederverwendbares Handstück  
Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray  
1 Stück  
Kon., flex., gebog. Handstück 23 G Art.-Nr. RLP111-23  
Kon., flex., gebog. Handstück 25 G Art.-Nr. RLP111-25

②

## REVOLVER™ Navigator™ Handgriff



REVOLVER Navigator™ wiederverwendbares Handstück  
Lasersfaser fest, Hülse beweglich; Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray  
1 Stück  
Steuerbares Handstück 23 G Art.-Nr. RLP222-23  
Steuerbares Handstück 25 G Art.-Nr. RLP222-25

②

## REVOLVER™ Navigator™ Ausfahrbarer Handgriff



REVOLVER Navigator™ Ausfahrbares wiederverwendbares Handstück  
Lasersfaser beweglich, Hülse fest; Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray  
1 Stück  
Steuerbares Handstück 23 G Art.-Nr. RLP222E-23  
Steuerbares Handstück 25 G Art.-Nr. RLP222E-25

②